

# E-LIFT



APPAREIL ANTI-  
ÂGE DU DOMICILE



## E-LIFT

---

➤ Rides, relâchement cutané, taches pigmentaires, cernes et poches sous les yeux, teint terne, cicatrices, vergetures...

## PROTOCOLES D'EXPERTS PAR INDICATION

---

➤ Avant massage, pulvériser le **ANOXY-Soothing Toner Spray** qui permettra un confort de massage optimal, une bonne pénétration des actifs & des technologies **E-LIFT** au cœur de votre peau.

➤ Pour une bonne efficacité, **E-LIFT** doit être utilisé au minimum 3 fois / semaine selon les protocoles de nos experts dermatologues. Vous pouvez aussi utiliser **E-LIFT** chaque jour pour une meilleure efficacité. **E-LIFT** n'est pas douloureux, ni abrasif pour votre peau.

➤ L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes de traitement.

# PROTOCOLES D'EXPERTS

## VISAGE, COU & DECOLLETE:

➤ **Lisser, raffermir, redessiner** : alterner les séances rouge et violet

Masser 3 minutes pour une zone de 10 cm de diamètre.

Full Face : 15 minutes (7 min 30 de chaque côté du visage)

➤ **Taches pigmentaires et éclat du teint** : utiliser la couleur verte

Masser 2 minutes pour une zone de 5 cm de diamètre.

Full Face : 15 minutes (7 min 30 de chaque côté du visage)

➤ **Peaux grasses à tendances acnéiques** : alterner les séances bleu et cyan

*Ne pas utiliser sur acné inflammatoire.*

Masser 3 minutes pour une zone de 10 cm de diamètre.

Full Face : 15 minutes (7 min 30 de chaque côté du visage)

➤ **Cernes et poches** : alterner les séances rouge, jaune : *fermer les yeux durant le massage.*

Masser 2 minutes par cerne ou poche sous les yeux.

➤ **Cicatrices visage** : alterner les séances violet et blanc

Masser 7 minutes pour une zone de 10 cm de diamètre.

## CORPS :

➤ **Vergetures récentes** : utiliser la couleur blanche

Masser 7 minutes pour une zone de 10 cm de diamètre.

➤ **Perte de cheveux** : utiliser la couleur rouge

Masser 7 minutes par zone de 10 cm de diamètre.